

HPLCのニュースタンダード

Chromaster

クロムマスター

Chromasterはユーザーのニーズに応え、性能・機能・信頼性を改めて見直し、システムの総合性能・メンテナンス性・頑健性に優れた真の価値を見出せる液体クロマトグラフです。

System Performance

基本性能の向上

新しいグラジエントモードHigh Frequent Mode (HFM) を搭載したポンプ、新規高精度シリンジ駆動ユニットを搭載したオートサンブラ、そして優れた温度安定性を示すカラムオープンと検出器が高いデータ再現性を実現します。

さらにオートサンブラの低キャリアオーバー対応と検出器の高分解能、高感度検出が信頼性の高いデータを生みだします。

Easy-to-use

簡単操作と容易なメンテナンス

直感的な操作を実現するタッチパネル方式のコントローラー(GUI)*の採用や、オートパージバルブ機能やプランジャ自動洗浄用小型ポンプ*、プレカラム付き300mmカラムが容易に取り付けられる大型カラムオープンほか、使いやすさを考慮したさまざまな工夫を取り入れています。

* オプション



Robustness

頑健性の確保

より長く、より信頼してお使いいただくために、外装および内壁に新たな素材を採用し頑健性の向上をさらに追求しました。

システム価格 (UV検出器の場合)

¥6,030,000~

(サーモスタット付きオートサンブラ、PC、CDS付き)

¥6,140,000~

(オートパージバルブ付きポンプ、サーモスタット付きオートサンブラ、PC、CDS付き)



※製品写真は構成イメージです。

※画面ははめ込み合成です。

※溶媒ボトル搭載時にはオーガナイザ(写真最上部)正面の手すりを上げてご使用ください。

主な仕様

■5110 ポンプ

項目	仕様
送液方式	2連プランジャ往復ポンプ方式
吐出流量範囲	シリーズ接続脈流除去方式 0.001~9,999ml/min
最大吐出圧力	40MPa (0.001~5,000ml/min) 20MPa (5.001~9,999ml/min)
流量正確さ	±1.0%または2.0μL/min (いずれか大きい方) (0.010~5,000ml/min, 規定条件)
流量精密さ	SD0.2minまたはRSD0.075% (いずれか大きい方) (規定条件)
外形寸法/質量	340 (幅)×440 (奥行き)×140 (高さ) mm/約16kg
電源/消費電力	DC24V、4A (最大) /96W (オートガイゾより供給)

主なオプション：6連脱気装置 (480μL/ch)	カラムホルダ
ブランジャ洗浄ポンプ	5110用UI/パッド
コンベンショナルミキサ (700μL)	ACアダプタ (150W)
セミマイクロミキサ (200μL)	
ダイナミックミキサ (2,000μL)	
マニュアルインジェクタホルダ	

※オートパージバルブ付きと、なしのポンプがあります。

■低圧グラジエントユニット(オプション)

項目	仕様
混合液数	4液
混合方式	電磁バルブ開閉時間制御方式
混合比正確さ	±0.5% (5~95%)
推奨使用流用範囲	0.4~1.8mL/min

※低圧グラジエントユニットにはコンベンショナルミキサ(700 μ L)が1個含まれます。

■5210 オートサンブラ

項目	仕様
標準試料数	1.5mL×120本
試料注入方式	ルーブリッジエクション (カット方式、全量注入方式、フルループ方式)
シリンジ容量 (標準)	175μL (標準) (オプションシリンジあり)
試料注入量	0.1～50μL (100μLループ) (標準) 0.1～100μL (200μLループ) (本体付属品)
注入量再現性	≤0.2%RSD (10μL注入時、カット方式) ≤0.25%RSD (5μL注入時、カット方式) ≤0.9%RSD (1μL注入時、カット方式) ≤1.0%RSD (1μL注入時、全量注入方式) ≤0.2%RSD (5μL注入時、フルループ方式)
キャリアオーバー	≤0.003% (カット方式)
耐圧	40MPa
温度設定範囲	1～45℃ (1℃ステップ) ※サモスタット付きオートサンプリング使用時 [周囲温度-21℃]～[周囲温度+25℃] かつ 設定範囲内 (バイアル瓶使用時)
温度制御範囲	[周囲温度-15℃]～[周囲温度+20℃] かつ 設定範囲内 (マイクロプレート使用時) ※サモスタット付きオートサンプリング使用時
外形寸法/質量	340 (幅)×440 (奥行)×280 (高さ) mm/約24kg 340 (幅)×500 (奥行)×280 (高さ) mm/約29kg (サモスタット搭載時)
電源/消費電力	DC24V, 4A (最大) /96W (オーガニザリより供給) AC 100～240V (50Hz/60Hz) /110VA ※サモスタット付きオートサンプリング使用時

主なオプション：サンプルラック (2種)	サンプルループキット (3種)
サーモスタート用ラック (2種)	5210用2連脱気装置 (250 μ L/ch)
マイクロプレートラック	5210用UIパッド
サーモスタート用マイクロプレートラック	ACアダプタ (150W)

※サーモスタット付きと、なしのオートサンブラがあります。

■5310 カラムオープン

項目	仕様
温度制御方式	ベルチェ加熱・冷却＋空気循環方式
温度設定範囲	1～85℃（1℃ステップ）
温度制御範囲	〔周囲温度－15℃〕～〔周囲温度＋60℃〕かつ 温度設定範囲内
温度正確さ	±1.0℃（20～85℃、プレヒート部）
温度制御精密さ	SD±0.2℃（規定条件）
タイムプログラム機能	設定項目 ・温度設定 ・切り替えバルブ（ポジション切り替え）
外形寸法/質量	410（幅）×440（奥行）×140（高さ）mm/約13kg
電源/消費電力	AC100～240V（50/60Hz）/230VA（オプションバルブ搭載時） ※オプションバルブおよびACアダプタは不要です。

主なオプション : 5310用カラム管理システム
5310用6方2ポジションバルブ
5310用3カラムセレクトバルブ
5310用UIパッド

■5410 UV検出器

項目	仕様
光学方式	ダブルビーム比測光方式
光源	Deランプ、Hgランプ(波長チェック用)
波長範囲	190~600nm
波長正確さ	±1nm
ノイズ	≤0.5×10 ⁻⁴ AU(波長250nm, 規定条件)
ドリフト	≤1.0×10 ⁻⁴ AU/以下(波長250nm, 規定条件)
2波長測定機能	190~350nm, 351~600nmの各区内間の2波長 (最小波長間隔は5nm, データ収集間隔400ms設定時に 波長間隔最大160nm)
レスポンス	0.01、0.02、0.05、0.1、0.5、1、2sec
フローセル	光路長10mm, セル容量13μL ※恒溫フローセル標準搭載(ヒーター温度は40℃, 固定)
外形寸法/質量	340(幅)×254(奥行き)×140(高さ)mm/約14kg CD24V, 4.5A (最大) 60W(オーガナイザー供給)
電源/消費電力	※オーガナイザーがない場合は別途ACアダプタ(150W) を購入してください。

主なオプション：5410/5420用アナログ信号出力ユニット(1ch)
5410/5420用UIパッド ACアダプタ(150W)

■5420 UV-VIS検出器

項目	仕様
光学方式	ダブルビーム比測光方式
光源	D ₂ ランプ、Wランプ、Hgランプ(波長チェック用)
波長範囲	190～900nm
波長正確さ	±1nm
ノイズ	≤0.5×10 ⁻⁶ AU(波長250nm、600nm、規定条件)
ドリフト	≤1.0×10 ⁻⁶ AU/h(波長250nm、600nm、規定条件)
レスポンス	0.01、0.002、0.05、0.1、0.5、1、2sec
フローセル	光路長10mm、セル容量13μL ※恒温フローセル標準搭載(ヒーター温度は40℃、固定)
外形寸法/質量	340(幅)×440(奥行)×140(高さ)mm/約14kg
電源/消費電力	DC24V、3.6A(最大)/87W(オーガナイザより供給) ※オーガナイザがない場合は別途ACアダプタ(150W)を購入してください。

主なオプション：5410/5420用アナログ信号出力ユニット(1ch)
5410/5420用UIパッド ACアダプタ(150W)

■その他オプション

インターフェースコントロールボード (IFC基板)	GUIコントローラ ※IFC基板が必要です。
インターフェースボックス (S) (IFC基板付き)	ACアダプタ (60W) (IFC基板用/インターフェースボックス用) ※オーガナイザがない場合に必要です。
インターフェースボックス (L) (IFC基板+AID基板付き)	ACアダプタ (150W) (ポンプ、オートサンプリング、UV/UV-VIS/ダイオードアレイ/RH検出器用) ※オーガナイザがない場合に使用してください。

※クロマトデータステーションに関しては、クロマトデータステーションのカatalogをご参照ください。
※本製品は薬事法上、医療機器の認可を受けておりません。

■5430 ダイオードアレイ検出器

項目	仕様
フォトダイオードビット数	1,024bit
光源	D ₂ ランプ、Wランプ、Hgランプ（波長チェック用）
波長範囲	190～900nm
波長正確さ	±1nm
ノイズ	≤0.5×10 ⁻⁶ AU（波長250nm、600nm、規定条件）
ドリフト	≤0.4×10 ⁻⁶ AU/h（波長250nm、600nm、規定条件）
レスポンス	0.01、0.02、0.05、0.1、0.5、1、2sec
フレスセル	光路長10mm、セル容量13μL ※恒溫フローセル標準搭載（ヒーター温度は40℃、固定）
外形寸法/質量	340（幅）×440（奥行）×140（高さ）mm/約14kg
電源/消費電力	DC24V、3.5A（最大）/84W（オーガナイザより供給） ※オーガナイザがない場合は別途ACアダプタ（150W）を購入してください。

主なオプション：5430用2チャンネルアナログ信号出力ユニット
ACアダプタ(150W)

■5440 蛍光検出器

項目	仕様
光源	Xeランプ、Hgランプ(波長チェック用)
波長範囲	励起側: 200~850nm 蛍光側: 250~900nm (731nm以上はホトマル交換)
波長正確さ	±3 nm
スペクトル/バンド幅	励起側: 15nm, 蛍光側: 15, 30nm (可変)
感度	水ラマのSN比: 900以上(ベースライン法)
外形寸法/質量	340(幅)×440(奥行)×280(高さ)mm/約25kg
電源/消費電力	AC100 ~ 240V (50Hz/60Hz)/330VA ※オメガナジおよびACアダプタは不要です。

主なオプション：5440用アナログ信号出力ユニット(1ch)
5440用恒温フローセル
5440用恒温フローセル制御ユニット
5440用UIパッド

■5450 RI検出器

項目	仕様
屈折率範囲	1~1.75
ノイズ	≤2.5×10 ⁻⁹ RIU
ドリフト	≤0.2×10 ⁻⁶ RIU/h
レスポンス	0.05、0.1、0.25、0.5、1、1.5、2、3、6sec
温度調整範囲	OFF、30~50℃
外形寸法/質量	340(幅)×440(奥行)×140(高さ)mm (ただし、突起部は約)13kg
電源/消費電力	DC24V、5A(最大)/120W(オーガナイザより供給) ※オーガナイザがない場合は別途ACアダプタ(150W) を購入してください。

主なオプション：ACアダプタ(150W)

■オーガナイザ

項目	仕様
出力	DC24V、450W ポンプ1台、オートサンブラ1台、換出器1台 (UV/U・UV・S/円筒アレ/円筒出器) インターフェースコントロールポンプ1台に電源を供給
収納箱/設置面積	1.0L瓶×6本と500mL瓶×3本(最大)/ 314(幅)×280.8(奥行)mm
外形寸法/質量	340(幅)×420(奥行)×200(高さ)mm/約9kg
電源/消費電力	AC100~240V(50Hz/60Hz)5/20VA



安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

必要事項をご記入の上、FAXしてください。 FAX送付先 **03-3504-7756**

大学名/研究機関名	学部(研究室)名/部署名		
住所	〒		
氏名		E-Mail	
TEL	()	FAX	()
ご希望の項目に チェックしてください。	<input type="checkbox"/> カタログ希望	<input type="checkbox"/> 見積希望	<input type="checkbox"/> セールスからの連絡希望

最先端を、最前線へ。



株式会社日立ハイテクノロジーズ

〒105-8717 東京都港区西新橋一丁目24番14号 電話 ダイヤルイン (03) 3504-7211

URL <http://www.hitachi-hitec.com/science/>